# 关于"测定空气中氧气的含量"实验的创新


青岛第二十六中学 二〇一五级一班 王愉扬

2017年12月11日

1 实验背景

### 1 实验背景

在九年级上学期化学课本第 7-1 节中, 介绍了测定空气中氧气的含量的方法, 具体实验步骤如下:



- 1. 如图组装仪器, 检查装置气密性.
- 2. 在燃烧匙中装入过量红磷, 置于酒精灯火焰上点燃后迅速放入集气瓶, 塞紧瓶塞.
- 3. 待燃烧完毕后容器恢复室温, 打开止水夹, 发现有一些水进入集气瓶内, 且体积约占 集气瓶体积的  $\frac{1}{5}$ .
- · 反应的化学方程式为:

$$4 P + 5 O_2 = 2 P_2 O_5.$$

由此, 我可以得出"空气中氧气体积约占 $\frac{1}{5}$ "这一结论. 但是经过理论分析和课堂实际操作, 发现这一方法的缺点主要有二:

- 红磷的着火点过高,导致在瓶外点燃的时间过长,浪费时间.
- 在瓶外点燃可能会导致气体逸散,导致实验不准确,结果有误差.

### 2 实验改进

### 2.1 改进点燃不便和气体可能逸散的问题


针对第一个问题,我可以把红磷更换成白磷,经过查阅资料,我发现白磷的着火点约

在 40℃ 左右, 便于被点燃, 方程式如下:


$$P_4 + 5 O_2 = 2 P_2 O_5$$
.

1

针对第二个问题,我可以把容器密闭,用凸透镜或聚能激光笔产生的集中热量来点燃固体,示意图如下:



我可以结合上述两种方案,设计出如下图 所示的仪器:



经过测试, 我又发现这套装置还是有如下缺点:


- 点燃还是不够方便,若没有凸透镜或激光 笔,还是要用酒精灯点燃.
- 水在集气瓶中,只能靠目测体积——刻度不 够直观,不利于理解该结论.

### 2.2 改进点燃不方便和体积不直观的问题


针对第一个问题,我上网查资料得知,白磷的着火点约为 40℃ 左右,所以我可以直接把容器泡在开水中,这时,瓶内空气温度高于着火点,白磷就会自燃.

3 改进结果 2

• 针对第二个问题, 可以把水槽换成注射器, 这样注射器减少的刻度就是消耗掉氧气的 体积; 再把集气瓶换成口径更细的试管, 可 以更加清晰地显示消耗氧气体积与总体积 之比, 示意图如下:



组合上述方案, 又可以设计出如下图所示 的仪器:



经过试验,该套装置已能能较方便地点燃 白磷, 较好地反应体积的关系. 但经过试验, 仍 发现了以下几个问题:

- 在试管中实验不太方便, 特别是把燃烧匙 伸入试管时容易撒漏.
- 注射器体积过小,装液量不够,不到集气瓶 体积的 🖟
- 反应时放热, 瓶内气压陡增, 瓶塞容易弹 开,需要在实验时用手按住.

经过尝试, 我决定把试管恢复到集气瓶, 在 瓶塞上添加压强平衡装置, 并且把装有水的注 射器换成量筒.

经验表明, 反应后产生的五氧化二磷 ( P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) 有毒, 且剩余的白磷也属于有毒易燃危 险品, 这在课堂应用中是不能实施的, 下一步要 解决的问题是处理反应残余物.

### 改进生成物不环保的问题

经过网上查阅资料, 我发现,  $P_2O_5$  可以通 过与水反应来消耗掉, 反应的方程式为:

$$P_2O_5 + 3H_2O = 2H_2PO_4$$
.

白磷可以与硫酸铜和水反应后生成无害物 质, 方程式为:

 $P_4 + 10 CuSO_4 + 16 H_2O = 10 Cu + 4 H_3 PO_4 + 10 H_2 SO_4$ 在水充足的情况下为:

 $11 P_4 + 60 CuSO_4 + 96 H_2O = 20 Cu_3P + 24 H_3PO_4 + 60 H_2SO_4$ 

在反应后的生成物中,H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>、H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>、 Cu<sub>3</sub>P 均无毒无害, 不会污染环境.

在前一套装置中, 水槽中的热水不能很 好地靠近白磷, 使引燃不够快, 我想到可以把 CuSO<sub>4</sub> 加热, 用瓶内的热 CuSO<sub>4</sub> 来接近白磷, 减小引燃白磷的时间.

## 改讲结果


#### 实验器材 3.1

集气瓶、橡皮塞、注射器、止水夹、燃烧 匙、导管若干

#### 3.2 实验药品

加热至 70℃ 左右的 CuSO4 溶液、白磷

### 3.3 实验装置



### 装置说明:

- **注射器** 在反应时平衡集气瓶内气压, 防止反应时白磷放热导致瓶内气压过大使瓶塞弹开.
- **量筒** 显示被吸入集气瓶 CuSO<sub>4</sub> 的体积, 刻度 直观、准确.
- CuSO<sub>4</sub> 反应前加热至高温后引燃白磷; 反应 后能够消耗有毒生成物.
  - 1. 如图, 组装仪器.
  - 2. 检查装置气密性: 打开止水夹, 向上拉注射器活塞, 使一部分高温 CuSO<sub>4</sub> 进入集气瓶, 若注射器显示的体积等于量筒内液体减少的体积, 则装置气密性良好. 这时记录量筒中液面的位置.
  - 3. 关闭止水夹, 把注射器活塞推到"0"刻度 处, 等待白磷被热 CuSO<sub>4</sub> 引燃.
  - 4. 待白磷燃烧后,可以看到气压平衡注射器的活塞向上移动. 燃烧完毕后, 把集气瓶放入冷水中, 使集气瓶内温度尽快恢复到室温. 待气压平衡注射器的活塞恢复到"0"刻度, 用手摸瓶感到不热后, 打开止水夹,可以观察到有一些 CuSO<sub>4</sub> 被吸入集气瓶, 并且量筒中液面下降.
  - 5. 待液体不再进入集气瓶内, 记录量筒内液面高度. 用反应前的高度减去反应后液面高度, 即可得到被白磷消耗的氧气体积.

- 6. 得出结论后, 向上拉动注射器活塞, 使更多  $CuSO_4$  进入集气瓶, 没过燃烧匙. 用力摇 动集气瓶, 使  $P_2O_5$ 、水、 $CuSO_4$  与白磷充 分反应, 完全消耗瓶内的残留物.
- 7. 消耗尽残余物后, 就可以打开瓶塞, 拆卸、清洗装置了, 不会出现空气污染的现象.

### 3.4 改进意义

- 1. 改进了空气的逸散问题和燃烧物中白烟(P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)的污染. 这样既能减少原来实验装置逸散空气的误差, 也不污染环境, 具有环保意识, 防止空气污染.
- 2. 注射器和量筒搭配巧妙. 这一改进更加简化了读数环节, 实验将清晰显示空气里  $O_2$  的体积. 同时, 注射器和量筒都有精密的刻度, 能直接读出精确的数值, 提高了实验的准确性.
- 3. 注射器能在白磷燃烧时缓冲集气瓶内气压 的骤然增大, 从而能防止冲塞现象的发生, 起到了较好的缓冲作用
- 4. 在引燃燃烧物 (白磷) 方面设计巧妙. 实验 不仅方便操作, 还环保, 让实验现象更加容 易观察.
- 5. 总之,通过创新性地开展实验设计,在实验装置方面做了一些有益的改进,让实验更加精确,操作性更强;同时我在实验中也培养了实验探索、创新精神,发展了创新思维.